

LuxaForm



DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 22547 Hamburg www.dmg-dental.com
091673/#1-12.2010



Gebrauchsinformation

Deutsch

LuxaForm ist ein einfach anzuwendendes thermoplastisches Abformpolymer. LuxaForm ist die ideale Lösung bei Patienten mit geringer Mundöffnung, starkem Würgereiz oder bei Präparation der letzten Molaren.

Indikation

- Abformungen für die Provisorienherstellung

Empfohlene Anwendung

1. Eine LuxaForm Tablette pro abzuformenden Zahn in ca. 70 °C heißes Wasser geben, bis das Material weich und klar geworden ist (nach ca. 1 Minute). Bei mehrgliedrigen Arbeiten entsprechend mehrere Tabletten nehmen. Die Tabletten können im transparenten Zustand einfach zusammengeknetet werden.
2. Transparentes Material evtl. zu einem Quader vorformen und um die abzuformenden Zähne modellieren.
Nach dem Abkühlen wird das Material schnell wieder hart und blauopak. Durch kurzes Besprühen mit Wasser kann das Abkühlen weiter beschleunigt werden.
3. Erhärtetes LuxaForm vom Zahn nehmen und leicht mit Vaseline oder einem anderen Trennmittel isolieren. Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial (z. B. Luxatemp Star) wie gewohnt applizieren.

Bitte beachten

- Weiches LuxaForm haftet an Handschuhen. Daher LuxaForm stets ohne Handschuhe kneten. Für das Einsetzen in den Mund die Fingerspitzen der Handschuhe leicht mit Vaseline isolieren.
- Um eine sichere Entnahme zu gewährleisten, LuxaForm bei der Abdrucknahme im Mund nicht zu eng an den Zahn modellieren.
- Vorhandene Unterschnitte mit einem geeigneten Mittel, z.B. Wachs, ausblocken.
- Nicht mit MMA-haltigen provisorischen Kronen- und Brückenmaterialien verwenden.
- LuxaForm nicht für die Abformung von mehr als 5 Zähnen verwenden.
- Eine eventuell notwendige Nachbearbeitung der Abformung sollte nur mit einem Skalpell erfolgen.

Zusammensetzung

Polycaprolacton, Additive, Pigmente

Lagerung

- ▶ Bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C/59 bis 77 °F) trocken lagern!
- ▶ Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

LuxaForm Abformungen sind über Monate formstabil und können auch später, z. B. bei Bruch eines Provisoriums, erneut verwendet werden.

Handelsform

Packung mit 72 Tabletten	REF 110415
--------------------------	------------

Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!

Instructions for use

English

LuxaForm is an easy-to-use thermoplastic impression polymer. LuxaForm is the ideal solution for patients with a small oral aperture, strong gag reflex, or when the back molars are being prepared.

Indication

- To take impressions for temporary restorations

Recommended use

1. Use one LuxaForm disc for each tooth and place in hot water at about 70 °C until the material has become soft and transparent (after about 1 minute). Use

several discs when taking impressions of more than one unit. The discs can be kneaded together easily when in a transparent state.

2. Preform transparent material into a cube, if necessary, and model around the teeth.

The material rapidly returns to a rigid and opaque blue state after cooling. Cooling can be further hastened by spraying briefly with water.

3. Remove hardened LuxaForm from the tooth and insulate lightly with vaseline or another separating agent. Apply temporary crown and bridge material (e.g. Luxatemp Star) as usual.

Please note

- Soft LuxaForm adheres to gloves, so it should always be kneaded without gloves. When placing in the mouth, insulate the glove fingertips lightly with vaseline.
- In order to ensure a safe removal, do not mould LuxaForm too tightly against the teeth when taking an impression.
- Block any undercuts with a suitable material, e.g. wax.
- Do not use with MMA-containing crown and bridge materials.
- Do not use LuxaForm for impressions of more than 5 teeth.
- Any further modelling of the impression should be done with a scalpel.

Composition

Polycaprolactone, additives, pigments

Storage

- ▶ Store in a dry place at room temperature (15 to 25 °C/59 to 77 °F).
- ▶ Do not use after the expiry date.

LuxaForm impressions are stable for months and can also be reused later, e.g. if a temporary restoration breaks.

Presentation

Pack of 72 tablets	REF 110415
--------------------	------------

Keep away from children. Only for use by dental professionals!

Mode d'emploi

Français

LuxaForm est un polymère thermoplastique pour empreintes facile à utiliser. LuxaForm est la solution idéale pour les patients dotés d'une petite ouverture de bouche, pour ceux qui sont pris très tôt d'un sentiment d'étouffement ou dans la préparation des molaires du fond.

Indication

- Empreintes destinées à la fabrication de prothèses provisoires

Conseils d'application

1. Plonger un comprimé de LuxaForm par prise d'empreinte de dent dans de l'eau à 70° C, jusqu'à ce que le matériau devienne mou et clair (au bout d'une minute environ). Si la prise d'empreinte concerne plusieurs dents, il convient d'employer autant de comprimés qu'il y a de dents. Lorsque les comprimés présentent un aspect transparent, ils peuvent aisément être malaxés ensemble.
2. Pétrir, le cas échéant, le matériau transparent en forme de cubes et les modéliser autour des dents nécessitant une empreinte.
Une fois refroidi, le matériau redevient rapidement dur et bleu opaque. De courtes pulvérisations d'eau peuvent accélérer le processus de refroidissement.
3. Retirer LuxaForm durci de la dent et l'enduire légèrement de vaseline ou de tout autre produit séparateur. Appliquer le matériau provisoire pour couronnes et bridges (ex : Luxatemp Star) en vous référant au mode d'emploi du fabricant.

Attention :

- LuxaForm dans sa forme molle colle aux gants. C'est pourquoi il convient de malaxer LuxaForm sans mettre de gants. Lors de la mise en bouche, il convient d'isoler les bouts des doigts des gants avec un peu de vaseline.
- Afin de garantir un retrait en toute sécurité, ne pas modéliser LuxaForm trop près de la dent lors de sa mise en bouche.
- Recouvrir de perles de rétentions les zones qui recevront de la résine.
- Ne pas utiliser LuxaForm avec des matériaux provisoires pour couronnes et bridges contenant des MMA (méthacrylates de méthyl).
- Ne pas réaliser d'empreintes de plus de 5 dents avec LuxaForm.
- L'éventuel retravail de l'empreinte ne doit être entrepris qu'à l'aide d'un scalpel.

Composition

Polycaprolactone, additifs, pigments

Stockage

- ▶ Entreposer dans un endroit sec à température ambiante (entre 15 et 25°C/59 et 77°F) !
- ▶ Ne pas utiliser au-delà de la date limite d'utilisation.

Les empreintes réalisées à l'aide de LuxaForm restent stables pendant des mois et peuvent être réemployées si une prothèse provisoire se casse.

Présentation

Boîte de 72 comprimés	REF 110415
-----------------------	------------

Ne pas laisser à la portée des enfants ! Réservé uniquement à l'usage dentaire !

Istruzioni d'uso

Italiano

LuxaForm è un polimero termoplastico per la presa di impronta facile da usare. LuxaForm è la soluzione ideale per pazienti con ridotta apertura della bocca, elevata sensibilità o per preparazione degli ultimi molari.

Indicazione

- Presa di impronte per la realizzazione di provvisori

Applicazione consigliata

1. Immergere in acqua a circa 70°C una compressa di LuxaForm per ogni elemento da riprodurre, finché il materiale non sia diventato morbido e trasparente (dopo circa un minuto). Per più di un elemento usare il numero di compresse corrispondente. Le compresse possono essere agevolmente unite impastandole mentre sono trasparenti.
2. Lavorare il materiale trasparente, dandogli eventualmente la forma di un cubetto e modellarlo attorno al dente interessato.
Quando si raffredda il materiale riprende velocemente il suo aspetto originale (duro e blu opaco). Per accelerarne il raffreddamento spruzzarlo con acqua.
3. Una volta raffreddato, rimuovere LuxaForm dal dente e rivestirlo con un sottile strato di vaselina o con altro isolante. Quindi applicare un materiale per ponti e corone provvisorie (ad esempio Luxatemp Star) come di consueto.

Attenzione!

- Quando LuxaForm è morbido si attacca ai guanti. Si consiglia dunque di lavorarlo sempre a mani nude. Per l'applicazione in bocca, applicare un sottile strato di vaselina sui guanti all'altezza dei polpastrelli.
- Durante la presa dell'impronta del dente, modellare LuxaForm senza aderire troppo al dente, in modo da poter estrarre l'impronta con facilità.
- In caso di settori sovrapposti, applicare un materiale adatto, ad esempio cera.
- Non usare in concomitanza a materiali per corone e ponti provvisori contenenti MMA.
- Non usare LuxaForm per impronte di oltre 5 elementi.
- L'eventuale lavorazione successiva dell'impronta deve essere eseguita soltanto mediante uno scalpello.

Composizione

Policaprolattoni, additivi, pigmenti

Conservazione

- ▶ Da conservare in un ambiente asciutto a temperatura ambiente (da 15 a 25°C/da 59 a 77 °F)
- ▶ Da non usare dopo la data di scadenza.

Le impronte realizzate con LuxaForm sono stabili per mesi e quindi riutilizzabili ad esempio in caso di rottura di un provvisorio.

Confezione

Confezione da 72 compresse	REF 110415
----------------------------	------------

Da tenere fuori dalla portata dei bambini! Solo per uso odontoiatrico!

Instrucciones de uso

Español

LuxaForm es un polímero termoplástico para impresiones fácil de usar. LuxaForm es la solución ideal para pacientes con una apertura de boca limitada, náuseas intensas o impresiones de los últimos molares.

Indicación

- Toma de impresiones para la elaboración de provisionales.

Recomendaciones de uso

1. Introduzca en agua a unos 70 °C una pastilla de LuxaForm por cada diente que vaya a contener la impresión, hasta que el material se vuelva blando y transparente (al cabo de 1 minuto aproximadamente). Por lo tanto, en trabajos de más de un diente deberán utilizarse varias pastillas. En estado transparente, las pastillas se amasan y unen fácilmente.
2. Forme un bloque rectangular con el material transparente y moldéelo sobre los dientes de los que desee tomar una impresión.
Al enfriarse, el material vuelve rápidamente a endurecerse y adquirir un color azul opaco. Una breve pulverización de agua acelera aún más el enfriado.

3. Retire del diente el LuxaForm endurecido y áislo ligeramente con vaselina u otro material adecuado. Aplique el material para coronas y puentes provisionales (p.ej. Luxatemp Star) del modo habitual.

Atención

- El LuxaForm blando se adhiere a los guantes. Por lo tanto, LuxaForm siempre debe amasarse sin guantes. Para la introducción en la boca, áisle ligeramente con vaselina la parte de los guantes en contacto con el material.
- Para garantizar una toma segura, no moldee LuxaForm demasiado ajustado al diente al realizar la toma de impresión en la boca.
- En su caso, bloquee las zonas retentivas con un material adecuado, p. ej. cera.
- No utilice con materiales para coronas y puentes provisionales que contengan MMA.
- No utilice LuxaForm para tomar impresiones de más de 5 dientes.
- En caso de tener que rectificar posteriormente la impresión, debe utilizarse únicamente un bisturí para ello.

Composición

Policaprolactona, aditivos, pigmentos.

Conservación

- ▶ Guardar en sitio seco a temperatura ambiente (entre 15 y 25 °C / 59 y 77 °F).
- ▶ No utilizar después de la fecha de caducidad.

Las impresiones tomadas con LuxaForm mantienen su forma durante meses y pueden emplearse de nuevo posteriormente, por ejemplo en caso de rotura de un provisional.

Presentación

Envase con 72 pastillas	Ref. 110415
-------------------------	-------------

Manténgase fuera del alcance de los niños. Exclusivamente para uso odontológico.

Instruções de uso

Português

LuxaForm é um polímero termoplástico fácil de aplicar. LuxaForm é a solução ideal para pacientes com pouca abertura bucal, forte vontade de vomitar ou quando se trata da preparação dos últimos molares.

Indicação

- Moldes para a confecção de próteses provisórias

Aplicação recomendada

1. Inserir uma pastilha de LuxaForm por dente em água a cerca de 70 °C, até o material estar mole e transparente (passado cerca de 1 minuto). Quando se trata de trabalhos com vários elementos, usar o número de pastilhas correspondente. No estado transparente as pastilhas podem ser facilmente amassadas.
2. Amassar, eventualmente, o material transparente, por forma a obter um retângulo, e modelar em torno dos dentes. Depois do arrefecimento o material endurece rapidamente e torna-se azul opaco. Pulverizando brevemente com água, o arrefecimento pode ser acelerado.
3. Tirar o LuxaForm endurecido do dente e isolar ligeiramente com vaselina ou um outro agente de separação. Aplicar a coroa ou ponte provisória (por exemplo, Luxatemp Star) como habitualmente.

Tenha em atenção que

- O LuxaForm mole agarra nas luvas. Por isso, amassar LuxaForm sempre sem luvas. Para a inserção na boca isolar as pontas dos dedos das luvas levemente com vaselina.
- Ao tomar uma impressão, o LuxaForm não deve ser moldado muito encostado ao dente para se poder retirar com segurança.
- Os cortes eventualmente existentes devem ser tapados com um produto adequado, por exemplo, cera.
- Não usar com materiais para coroas e pontes provisórios que contenham MMA.
- Não usar LuxaForm para a moldagem de mais de 5 dentes.
- Um tratamento posterior eventualmente necessário do molde deve ser feito somente com um bisturi.

Composição

Policaprolactona, aditivos, pigmentos

Armazenamento

- ▶ Armazenar em local seco à temperatura ambiente (entre 15 e 25 °C/entre 59 e 77 °F)!
- ▶ Não usar depois da expiração do prazo de validade.

Os moldes LuxaForm mantêm a sua forma durante vários meses e podem ser usados também posteriormente, por exemplo, em caso de quebra de um provisório.

Formas comercializadas

Embalagem com 72 pastilhas	REF 110415
----------------------------	------------

Gebruiksaanwijzing

Nederlands

LuxaForm is een eenvoudig toepasbare, thermoplastische afdruk-polymeer. LuxaForm is de ideale oplossing bij patiënten met een kleine mondopening of sterke kokhalsneiging of bij het prepareren van de achterste molaren.

Indicatie

- Afdrukken voor het maken van tijdelijke vullingen

Aanbevolen toepassing

1. Leg één LuxaForm-tablet per af te drukken gebitselement in water van ca. 70 °C, tot het materiaal zacht en helder geworden is (na ca. 1 minuut). Gebruik bij werkzaamheden aan meerdere elementen overeenkomstig meer tabletten. De tabletten kunnen in transparante toestand gemakkelijk worden samengekneed.
2. Vorm het doorzichtige materiaal eventueel voor tot een blokje en modelleer het om het af te drukken gebitselement.
Na afkoeling wordt het materiaal snel weer hard en blauw-opaak. Het afkoelen kan versneld worden door kort besproeien met water.
Neem het uitgeharde LuxaForm van het gebitselement en smeer het licht in met vaseline of een ander lossingsmiddel. Appliceer het provisorische kroon- of brugmateriaal (bijvoorbeeld Luxatemp Star) zoals gebruikelijk.

Let op het volgende

- Zachte LuxaForm hecht aan handschoenen. Kneed LuxaForm daarom steeds zonder handschoenen. Smeer voorafgaand aan het plaatsen in de mond de vingertoppen van de handschoen licht met vaseline in.
- Druk de LuxaForm bij het plaatsen in de mond niet te hard op het gebitselement om hem weer veilig te kunnen verwijderen.
- Blok aanwezige ondersnijdingen uit met een geschikt middel, bijvoorbeeld was.
- Gebruik het niet samen met Materiaal voor kronen en bruggen provisorisch kroon- & brugmateriaal.
- Gebruik LuxaForm niet voor het afdrukken van meer dan 5 gebitselementen.
- Een eventueel noodzakelijke nabewerking van de afdruk moet alleen met een scalpel plaatsvinden.

Samenstelling

Polycaprolacton, additieven, pigmenten

Opslag

- ▶ Droog bewaren bij kamertemperatuur (15 tot 25 °C).
- ▶ Niet meer gebruiken na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.

LuxaForm afdrukken zijn maandenlang vormstabiel en kunnen ook later bijvoorbeeld bij breuk van een tijdelijke vulling opnieuw worden gebruikt.

Handelsvorm

Verpakking à 72 tabletten	REF 110415
---------------------------	------------

Buiten bereik van kinderen bewaren! Alleen voor tandheelkundig gebruik!

Brugsanvisning

Dansk

LuxaForm er en let anvendelig termoplastisk formstøbningspolymer. LuxaForm er den ideelle løsning til patienter med lille mundåbning, stærk kvælningsfølelse eller ved præpareringen af de bageste molarer.

Indikation

- Formstøbninger til provisoriske fyldninger

Anbefalet anvendelse

1. For hver tand, der skal formstøbes, puttes en Luxaform tablet i ca. 70 °C varmt vand, indtil materialet er blødt og klart (efter ca. 1 minut). Tag tilsvarende flere tabletter, hvis der udføres flere arbejder samtidigt. Tabletterne kan i transparent tilstand let modelleres i form.
2. Tildan evt. først det transparente materiale til en firkantet klods for at modellere tænderne.
Efter afkøling bliver materialet hurtigt hårdt og blå-opak igen. Ved at spraye med lidt vand kan afkølingen fremskyndes yderligere.
3. Tag den hærdede LuxaForm af tanden og isoler let med vaseline eller et andet skillemiddel. Applicer provisorisk krone- og bromateriale (f.eks. Luxatemp Star) som sædvanlig.

OBS:

- Blødt LuxaForm hæfter på handsker. Form derfor altid LuxaForm uden handsker. Isolér handskernes fingerspidser let med vaseline ved isætning i munden.
- For at garantere en sikker udtagning, bør LuxaForm ikke modelleres for tæt på tanden ved afstøbning i munden.
- Blok eksisterende underskæringer ud med et egnet middel, f.eks. voks.
- Anvend ikke Krone- og bromaterialer, der indeholder MMA.

- Anvend ikke Luxaform til modellering af mere end 5 tænder.
- En evt. nødvendig efterbearbejdning af formen bør kun ske med en skalpel.

Sammensætning

Polycaprolactone, additiver, pigmenter

Opbevaring

- ▶ Opbevares tørt ved stuetemperatur (15 til 25 °C/59 til 77 °F)!
- ▶ Må ikke anvendes efter at datoen for holdbarheden er overskredet.

LuxaForm afstøbninger er formstabile i månedsvis og kan også senere anvendes f.eks. ved fraktion på en provisorisk fyldning.

Leveres i

Pakning med 72 tabletter	REF 110415
--------------------------	------------

Opbevares utilgængeligt for børn! Må kun anvendes af tandlæger!

Användarinstruktioner

Svenska

LuxaForm är en lättanvänd termoplastisk polymer. LuxaForm är den ideala lösningen för patienter med liten munöppning, kraftiga kväljningar eller vid preparation av de bakre molarerna.

Indikation

- Avtryck för tillverkning av provisorier

Rekommenderad användning

1. Upplös en LuxaForm-tablett för varje tand som det ska göras avtryck på i ca 70 °C varmt vatten. Materialet skall vara mjukt och klart (det tar ca 1 minut). Vid arbeten på flera tänder ska motsvarande antal tabletter användas. Tabletterna kan lätt knådas ihop i transparent tillstånd.
2. Forma transparent material till t.ex en fyrkant och modellera runt tänderna för avtrycket.
När det svalnat blir materialet snabbt hårt och blå-opakt. Genom att spruta med vatten kan kylningen gå ännu snabbare.
3. Ta bort härdad LuxaForm från tanden och isolera med vaselin eller ett annat skiljemedel. Applicera provisoriskt kron- och bromaterial (t ex Luxatemp Star) på sedvanligt sätt.

Observera

- Mjuk LuxaForm fastnar på handskar. Knåda därför alltid LuxaForm utan handskar. Isolera fingerspetsarna på handskarna med lite vaselin före applicering i munnen.
- För att det ska kunna tas bort får LuxaForm inte modelleras för tätt på tanden i munnen.
- Underskär måste blockeras med ett lämpligt medel, t ex vax.
- Använd inga provisoriska kron- och bromaterial som innehåller MMA.
- LuxaForm får endast användas för avtryck av max 5 tänder.
- Eventuellt nödvändig efterbearbetning av avtrycket bör endast göras med en skalpell.

Komposition

Polykaprolakton, additiv, pigment

Förvaring

- ▶ Förvaras torrt vid rumstemperatur (15 till 25 °C)!
- ▶ Får ej användas efter sista förbrukningsdatum.

LuxaForm-avtryck är formstabila i flera månader och kan även användas senare, t ex vid brott på ett provisorium.

Försäljningsform

Förpackning med 72 tabletter	REF 110415
------------------------------	------------

Förvaras oåtkomligt för barn! Endast för användning inom tandvården!

Informacje o dnośnie użytkowania

Polski

LuxaForm jest łatwym w użyciu termoplastycznym polimerem przeznaczonym do kształtowania w formach. LuxaForm stanowi idealne rozwiązanie w przypadku pacjentów z małym rozwarciem jamy ustnej, silnym odruchu wymiotnym się lub przy leczeniu ostatnich zębów trzonowych.

Wskazania

- Kształtowanie w formach przy wykonywaniu opatrunków tymczasowych

Zalecany sposób użycia

1. Jedną tabletkę LuxaForm na formowany ząb umieścić w gorącej wodzie o temperaturze około 70 °C do chwili, aż materiał stanie się miękki i przezroczysty (po około 1 minucie). Przy większych pracach należy wziąć odpowiednio więcej tabletek. Przezroczyste tabletki można zginać w jedną całość.
2. Przezroczysty materiał można ewentualnie wstępnie uformować w bryłkę i wymodelować na kształtowanych zębach.
Po ostygnięciu materiał szybko ponownie stwardnieje i staje się nieprzezroczysty przyjmując barwę niebieską. Poprzez spryskanie wodą można przyspieszyć proces ochładzania.
Stwardniały LuxaForm należy wyjąć z zęba i nieco zaizolować wazeliną lub innym środkiem separującym. Materiały na tymczasowe koronki i mostki (np. Luxatemp Star) aplikować w sposób normalny.

Proszę przestrzegać

- Miękki LuxaForm przywiera do rękawiczek. Dlatego też LuxaForm należy zawsze ugniatać bez rękawiczek. Przy wkładaniu palców do jamy ustnej należy końce palców rękawiczek lekko posmarować wazeliną.
- Aby zapewnić łatwe wyjęcie, LuxaForm nie modelować przy wykonywaniu wycisku zbyt blisko zęba.
- Istniejące podcięcie zablokować odpowiednim środkiem np. woskiem.
- Nie stosować z materiałami na tymczasowe korony lub mostki zawierającymi metakrylan metylu.
- Nie używać LuxaFormu do formowania więcej niż 5 zębów.
- Ewentualne konieczne prace wykończeniowe kształtu należy wykonywać tylko za pomocą skalpela.

Skład

Polikaprolakton, dodatki modyfikujące, barwniki

Przechowywanie

- ▶ Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15 do 25°C/59 do 77°F)!
- ▶ Nie stosować po upływie terminu przydatności do użycia.

Uformowany LuxaForm jest stabilny pod względem kształtu przez wiele miesięcy, dzięki temu można go ponownie użyć także później np. przy złamaniu prowizorium.

Opakowanie handlowe

Opakowanie zawierające 72 tabletki	REF 110415
------------------------------------	------------

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! Tylko do zastosowań stomatologicznych!

Информация по применению

Русский

LuxaForm – простой в использовании термопластический слепочный полимер. LuxaForm – идеальное решение для пациентов с ограниченной возможностью открывания рта, при сильном позыве на рвоту или при подготовке последнего моляра.

Назначение

- Слепки для изготовления временных коронок и мостов.

Рекомендуемое применение

1. Каждый диск LuxaForm, используемый для изготовления слепка зуба, поместить в воду с температурой около 70 °C до тех пор, пока материал не станет мягким и прозрачным (примерно через 1 минуту). При работе с несколькими элементами, нужно взять соответствующее число дисков. Диски в прозрачном состоянии могут легко слипаться.
2. Придать прозрачному материалу предварительно форму параллелепипеда и обжечь им зуб.
Охлажденный материал быстро твердеет, принимая непрозрачную голубоватую окраску. Охлаждение можно ускорить, обдав материал водой.
3. Снять отвердевший материал LuxaForm с зуба и слегка изолировать вазелином или другим разделительным средством. Использовать стандартный материал для временных коронок и мостов (напр., Luxatemp Star).

Важные замечания

- LuxaForm в мягком состоянии липнет к перчаткам. Поэтому обминать LuxaForm всегда следует без перчаток. Для вставки в рот необходимо слегка смазать кончики пальцев у перчаток изолирующим вазелином.
- Чтобы обеспечить удобное извлечение, при выполнении слепков не следует прижимать LuxaForm слишком плотно к зубу.
- Имеющиеся подтравливания изолировать соответствующим материалом, например, воском.
- Не использовать с материалами для временных коронок и мостов, содержащими метилметакрилаты.
- Не использовать LuxaForm для слепков более чем с 5 зубами.
- Если потребуется последующая обработка слепка, ее следует производить только скальпелем.

Состав

Поликапролакton, присадки, пигменты

Хранение

- ▶ Хранить в сухом месте при комнатной температуре (от 15 до 25 °С).
- ▶ Не использовать по истечении срока годности.

Слепки, сделанные с помощью LuxaForm, сохраняют форму в течение нескольких месяцев и могут быть использованы повторно, если, например, разрушится временная коронка.

Форма выпуска

В упаковке 72 диска	арт. 110415
---------------------	-------------

Хранить в недоступном для детей месте. Исключительно для стоматологии.